

PRONTO

產品資訊與使用說明

Pronto Sleep

Pronto Sleep是一種獨特的吸入器，能輕柔地暢通鼻子並釋放包含傳統上據知可幫助自然地放鬆並入睡的四種寧神複方精油。

如果您有難以入睡或難以熟睡的問題，Pronto Sleep可能適合您。

若症狀持續，請諮詢醫療專業人員。

Pronto Clear

Pronto Clear是一種獨特的吸入器，能輕柔地通鼻並釋放包含傳統上據知可幫助自然地解決鼻塞的六種寧神複方精油。

若您因鼻塞、過敏、鼻中隔彎曲或氣道狹窄而感到呼吸困難，Pronto Clear可能適合您。

若症狀持續，請諮詢醫療專業人員。

可再充的鼻吸入器

Pronto是可再充的鼻吸入器，附有特別設計的存放與再充盒。



使用說明

第一次為Pronto補充

第一次打開後，您需要為Pronto補充複方精油，步驟如下：

1. 清洗雙手，然後移除產品包裝。
2. 打開Pronto再充裝置並取下再充接點蓋。
3. 如圖所示，將Pronto吸入器置於再充位置。輕壓吸入器，確保吸入器穩穩地固定在再充位置，讓擴香儀接觸到再充接點，靜待30秒至兩分鐘。
4. 取出吸入器並立即將再充接點蓋蓋上。
5. 遵循下一頁的配戴說明，將Pronto吸入器放入鼻子。



Pronto的再充說明

使用後，清潔Pronto並將其置於存放裝置的非再充位置，然後在下次配戴前：

1. 打開再充接點蓋並將Pronto置於再充位置。輕壓吸入器，確保吸入器穩穩地固定在再充位置，讓擴香儀接觸到再充接點。
2. 靜待30秒至兩分鐘。
3. 將Pronto放入鼻子並立即將再充接點蓋蓋上。

Pronto的設計可使其進行10次補充，每次補充的香薰可持續8小時之久。若您不蓋上再充接點，任何時長都會導致可再充的次數減少。

配戴Pronto

1. 用拇指與食指拿著擴香儀，弧圈面對您，藥片則朝外。
2. 先將弧圈輕輕地放入鼻孔，並在放入時向上傾斜擴香儀，輕輕推到鼻頂。此裝置依循鼻孔內壁的自然角度設計。
3. Pronto應全部進入鼻孔內，只剩擴香儀在鼻孔外並橫跨鼻孔尖端。若Pronto不能全部進入鼻孔，它對您的鼻子來說可能太大了。
4. 調整：若感到Pronto太鬆，或您想要空氣更加流通，可輕柔地將藥片向外拉，讓弧圈變大一點。



若調整時針銷整個鬆脫，可輕輕地將它插回，以再次形成弧圈。

清潔Pronto

配戴Pronto後，必須用溫熱肥皂水清潔。Pronto被放入鼻子的部分，請小心避免擴香儀浸水或沾濕。建議您使用裝有半滿溫熱肥皂水的較小容器。

1. 用拇指與食指拿著擴香儀，以保護擴香儀。
2. 將Pronto上下倒轉並讓弧圈浸入肥皂水裡，旋轉幾下。
3. 將容器內的肥皂水倒去並注入清水，重複步驟1與2，以清洗Pronto。



4. 徹底晾乾Pronto，請特別注意弧圈與調整針銷。晾乾後，將它放回到存放裝置的非再充位置。於下次配戴Pronto之前，再充接點蓋應保持蓋上。
5. 手指可能沾到精油，所以請清洗雙手。



材質與精油

Pronto吸入器是以醫用等級的聚合物製成，吸入器與再充裝置的材質並非天然橡膠乳膠。

Pronto複方精油含100%純精油，成分包括：

1. Pronto Sleep含薰衣草、尤加利樹、縵草與茶樹精油。
2. Pronto Clear含薄荷、薄荷醇、檸檬、尤加利樹、茶樹與迷迭香精油。

若您對精油會過敏或敏感，請勿使用Pronto；若出現不適反應，請停止使用Pronto。

懷孕期間請勿使用Pronto。

△ 注意

- 請謹遵指示說明使用 Pronto。
- 如包裝破損，請勿使用。
- Pronto 僅供個人使用，不應與其他人共用。
- 由於 Pronto 含有精油，因此不應在懷孕期間使用。
- Pronto 不應用於遞送任何其他複方精油、液體或藥物。
- Pronto 僅適合置於鼻中。
- 在手持或佩戴 Pronto 時，請勿吸煙或使用氣體打火機。
- 在擴展藥片時，請務必保持輕柔，切勿擴展至超過針銷的長度。
- Pronto 不適合 12 歲以下的兒童使用。
- 如果本裝置出現任何損壞，請勿使用。
- 切勿故意砸破擴香儀並僅使用半個擴張器。
- 切勿故意拆卸再充裝置。
- 切勿添加其他液體或精油到擴香儀或再充接點。
- 如若出現不適，請停止使用，並諮詢醫生。
- 在進行接觸性運動、水上運動或游泳時，切勿使用。
- 請置於兒童接觸不到的地方。包含小的部件。
- Pronto 的設計可使其進行 10 次補充，香薰可持續 8 小時之久。
- 在整個 8 小時內，香薰的強度會逐漸減弱，空調與暖氣可能會影響在該段期間的香薰強度。
- Pronto 鼻擴張器的再充時間在 30 秒至兩分鐘之間。最初幾次的再充用時最少，而在接近 Pronto 使用壽命結束時，再充的用時可長達兩分鐘。
- 如果 Pronto 的擴香儀鬆動，請勿使用。
- 如果 Pronto 的再充接點缺失或鬆動，請勿使用。
- 如果精油從再充接點洩漏，請勿使用。
- 請避免將其長時間暴露在陽光直射和高溫的環境下。
- 在 Pronto 無法再補充時，請將再充裝置和鼻擴張器丟棄在常規垃圾箱中。
- Pronto 包裝可回收。

故障排除與常見問答

Pronto 是如何運作的？

Pronto 結合鼻腔擴張器的多種好處，打開鼻腔，改善空氣流通，並能遞送傳統上據知有助於睡眠或通鼻的純精油的香薰。

Pronto 可再充幾次？

Pronto 可再充至少 10 次，每次只可配戴最多 8 小時。

Pronto 再充需時多久？

根據剩餘的再充次數，Pronto 需要 30 秒至兩分鐘才能完成再充，再充後的擴香儀應呈現飽和狀態。

每次為 Pronto 再充後，為什麼必須將再充接點蓋上？

將再充接點蓋上可確保 Pronto 能再充 10 次。

為什麼我的 Pronto 不能再充 10 次？

不正確使用再充裝置，尤其是未將再充接點蓋上，會導致可再充次數的減少。

為什麼擴香儀不能沾濕？

擴香儀是以可滲透材質製成的，用以裝填精油。該材質若沾濕，會影響 Pronto 再充。

如何知道吸入器的尺寸是否正確？

Pronto 應能全部進入鼻孔內，只剩擴香儀在鼻外並橫跨鼻孔尖端。若 Pronto 突出鼻孔外太多，它對您的鼻子來說可能太大了。相反的，若 Pronto 會脫落，您可能需要調大弧圈或使用尺寸更大的 Pronto。

如果我感到不適，應該怎麼辦？

若是精油或擴張器造成不適，請立即停止使用 Pronto。

Pronto 是用什麼材質製成的？

Pronto 是用超柔軟的醫用等級聚合物製成，而非天然橡膠乳膠。

若覺得鼻腔乾燥或不適，該怎麼辦？

除了補充水分外，由於氣流增加而導致的鼻黏膜乾燥，可用 Nozoil 等舒緩鼻子乾燥的產品來減輕這些症狀。Nozoil 有噴劑或凝膠，通常含有三種維生素 E 混合芝麻油，可幫助在鼻腔組織形成護層，抵抗吸入空氣造成的乾燥並減少發炎。如需更多資訊，請查看 <https://tinyurl.com/y2l3f6hh>。

若覺得香薰太弱，該怎麼辦？

Pronto 經過精心設計，可提供特定強度的精油以確保您獲得最佳效果。我們在使用者試驗中測試了香薰強度，以找出大多數人偏好的水平。我們十分重視您的意見，所以請用 feedback@rhinomed.global 提供對 Pronto 強度的意見。

若覺得香薰太強，該怎麼辦？

Pronto 經過精心設計，可提供特定強度的精油以確保您獲得最佳效果。我們在使用者試驗中測試了香薰強度，以找出大多數人偏好的水平。我們十分重視您的意見，所以請用 feedback@rhinomed.global 提供對 Pronto 強度的意見。

若香薰無法持續一整晚，該怎麼辦？

我們精心挑選的專利材料能提供 8 小時香薰，香薰會在這 8 小時內逐漸變弱。空調與暖氣也會影響在這 8 小時內香薰的強度，舉例而言，相較於正常室溫環境，開啟中央暖氣的環境可能導致擴香儀內的精油蒸發得更快。

如何知道再充裝置的再充次數已經用盡？

將一張紙巾小心放到再充接點上。若紙巾沒被沾濕，即代表再充次數已用盡。若看到紙巾沾上了一小點精油，則代表再充裝置依然可為 Pronto 補充精油。

Pronto 可否回收？

Pronto 的包裝可回收，包括外盒與泡殼托盤。

若使用 Pronto 發生任何嚴重事故，請立即聯絡 Rhinomed 有限公司：
feedback@rhinomed.global。

Description of Symbols:	
	Manufacturer
	Batch Code
	Authorised EU Representative
	Consult Instructions for Use
	Not made with natural rubber latex
	Non Sterile
	Keep Dry
	Avoid direct sunlight