

# PRONTO

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE USO

### Pronto Sleep

Pronto Sleep es un inhalador de vapor único que abre la nariz de manera suave y libera una mezcla reconfortante de cuatro aceites esenciales puros que lo ayudarán a relajarse y a dormir mejor de forma natural.

Si tiene problemas para dormirse y para mantenerse dormido, entonces Pronto Sleep puede ser lo que necesita.

Si los síntomas persisten, consulte a un profesional de la salud.

### Pronto Clear

Pronto Clear es un inhalador de vapor único que abre la nariz de manera suave y libera una mezcla reconfortante de seis aceites esenciales

puros que liberan la congestión nasal de forma natural.

Si tiene problemas para respirar por la nariz debido a una congestión, una alergia, un tabique desviado o a que sus vías respiratorias son estrechas, entonces Pronto Clear puede ser lo que necesita.

Si los síntomas persisten, consulte a un profesional de la salud.

### Inhalador de vapor nasal recargable

Pronto es un inhalador de vapor nasal recargable. Viene con un estuche de almacenamiento y recarga especialmente diseñado.



## INSTRUCCIONES

### Cargar el dispositivo Pronto por primera vez

Una vez que lo abra, deberá cargarle al dispositivo Pronto la mezcla de aceites esenciales de la siguiente manera:

1. Lávese las manos antes de retirar el producto del paquete.
2. Abra la unidad de recarga de Pronto y retire la tapa.

3. Coloque el inhalador de vapor Pronto en la posición de carga como se muestra. Presione suavemente el dispositivo para asegurarse de que se apoya de manera firme en la posición de carga, con el difusor aromático en contacto con el punto de carga. Déjelo allí entre 30 segundos y dos minutos.



4. Retire el inhalador de vapor y cubra inmediatamente el punto de carga con la tapa.

5. Colóquese el inhalador de vapor Pronto en la nariz; para hacerlo, siga las instrucciones de ajuste y de uso que aparecen en la siguiente página.



### Recargar el dispositivo Pronto

Luego de utilizarlo, limpie el dispositivo y colóquelo en la unidad de almacenamiento, en la posición de no carga. Luego, justo antes de usarlo:

1. Retire la tapa del punto de recarga y coloque el dispositivo Pronto en la posición de recarga. Presione suavemente el dispositivo para asegurarse de que se apoya de manera firme en la posición de carga, con el difusor aromático en contacto con el punto de carga.
2. Déjelo que se cargue entre 30 segundos y dos minutos.



3. Colóquese el dispositivo Pronto en la nariz y vuelva a poner inmediatamente la tapa del punto de recarga

El dispositivo está diseñado para que usted lo cargue hasta 10 veces, y cada carga dura hasta 8 horas. Si deja el punto de recarga destapado —sin importar la cantidad de tiempo—, el número de recargas disminuirá.

### Ajustar y utilizar el dispositivo Pronto

1. Sostenga el difusor aromático entre el dedo índice y el pulgar, con los círculos hacia usted y las palas hacia afuera.
2. Primero, coloque los círculos con suavidad y, mientras lo coloca, incline el difusor hacia arriba, hacia la parte superior de la nariz. El dispositivo ha sido diseñado para que siga el ángulo natural del interior de la nariz.
3. El dispositivo debe estar colocado en el interior de la nariz; solo se debe poder ver el difusor aromático, que debe pasar desde una fosa nasal a la otra. Si el dispositivo queda colgando, entonces puede que sea demasiado grande para su nariz.
4. **AJÚSTELO:** Si el dispositivo está suelto o quiere que ingrese más aire, sencillamente agrande los círculos presionando con suavidad las palas hacia afuera.



Si, durante el proceso de ajuste, la espiga se sale por completo, vuelva a insertarla con suavidad para volver a formar el círculo.

### Limpiar el dispositivo Pronto

Luego de utilizar el dispositivo, debe limpiar la parte que va dentro de la nariz con agua

jabonosa tibia; no sumerja o moje el difusor aromático. Se recomienda utilizar un recipiente pequeño lleno a la mitad con agua jabonosa tibia.

1. Proteja el difusor aromático cubriéndolo con el dedo índice y el pulgar.

2. Mantenga el dispositivo boca abajo, sumerja los círculos en la solución con jabón y gírelo varias veces.



3. Vacíe el recipiente y llénelo con agua dulce; repita los pasos 1 y 2 para enjuagar el dispositivo Pronto.

4. Seque bien el dispositivo; préstele mucha atención a los círculos y a las espigas de ajuste antes de volver a colocar el dispositivo en la unidad de almacenamiento en la posición de no recarga. El punto de recarga debe permanecer tapado hasta que usted esté listo para utilizar el dispositivo Pronto nuevamente.



5. Lávese las manos por si los aceites esenciales han entrado en contacto con los dedos.

### Materiales y aceites

El inhalador de vapor Pronto está hecho de polímeros de calidad médica, y el inhalador de vapor y la unidad de recarga no están hechos de látex de caucho natural.

Las mezclas de aceites Pronto contienen solo aceites esenciales puros, incluidos:

1. **Pronto Sleep** contiene Lavanda, Eucalipto, Valeriana y Té.
2. **Pronto Clear** contiene Menta, Mentol, Limón, Eucalipto, Té y Romero.

**Si tiene una alergia o sensibilidad a los aceites esenciales, no utilice el dispositivo Pronto o deje de usarlo si le produce alguna reacción. No utilice el dispositivo durante el embarazo.**

## ⚠ ATENCIÓN

- Solo utilice Pronto según las indicaciones.
- No utilice Pronto si el empaque está dañado.
- Pronto es un artículo de uso personal y no debe compartirse con otras personas.
- Dado que Pronto contiene aceites esenciales, no debe usarse durante el embarazo.
- Pronto no debe utilizarse con ninguna otra combinación de aceites, líquidos o medicamentos.
- Pronto solo debe ser colocado en la nariz.
- No fume ni utilice un encendedor de gas mientras está sosteniendo o utilizando Pronto.
- Tenga cuidado al dilatar las paletas y procure no dilatarlas más allá del largo del pasador.
- Pronto no es adecuado para niños menores de 12 años.
- No use el dispositivo si está dañado de algún modo.
- No rompa intencionalmente el difusor y use una mitad del dilatador por sí sola.
- No desarme intencionalmente la unidad de recarga.
- No agregue otros líquidos ni aceites en el difusor o el punto de recarga.
- Si se produce irritación, discontinúe el uso y consulte a su médico.
- No use el dispositivo mientras practica deportes de contacto, deportes acuáticos o mientras nada.
- Mantenga fuera del alcance de los niños; contiene partes pequeñas.
- Pronto está diseñado para brindar 10 cargas que duran hasta 8 horas.
- La intensidad del aroma irá disminuyendo durante el período de 8 horas. El aire acondicionado y la calefacción podrían afectar la intensidad del aroma en el período de 8 horas.
- El tiempo de recarga del dilatador nasal Pronto es de entre 30 segundos y dos minutos. Las primeras recargas tomarán menos tiempo y las más próximas al final de la vida útil de Pronto podrían tomar hasta dos minutos.
- No utilice Pronto si el difusor se afloja.
- No utilice Pronto si falta el punto de recarga o si este se afloja.
- No utilice Pronto si la unidad de recarga pierde aceite.
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa y el calor.
- Cuando Pronto ya no se recargue, deseche la unidad de recarga y el dilatador nasal en la basura.
- El empaque de Pronto es reciclable.

## Resolución de problemas y preguntas frecuentes

### ¿Cómo funciona el dispositivo Pronto?

Pronto combina los beneficios de un dilatador

nasal, que abre la nariz y mejora el flujo de aire, con la capacidad de liberar los vapores de las mezclas de aceites esenciales puros que ayudan a dormir o a limpiar la congestión nasal.

### ¿Cuántas cargas recibo con el dispositivo Pronto?

El dispositivo se cargará como mínimo 10 veces. Solo puede utilizar el dispositivo por hasta 8 horas.

### ¿Cuánto tarda en volver a cargar el dispositivo?

Para cargarse por completo, el dispositivo tarda entre 30 segundos y dos minutos, lo que depende de la cantidad de recargas restantes. El difusor debe estar completo cuando esté totalmente cargado.

### ¿Por qué debo volver a colocar la tapa del punto de recarga cada vez que cargo el dispositivo Pronto?

Al tapar el punto de recarga, se asegura de alcanzar las 10 recargas en su dispositivo.

### ¿No obtengo 10 recargas con mi Pronto?

El uso incorrecto de la unidad de recarga, más específicamente, dejar destapado el punto de recarga, reducirá el número de recargas que alcanzará.

### ¿Por qué no puedo mojar el difusor?

El difusor está hecho de un material poroso diseñado para mantener la carga de aceite. Si moja ese material, esto afectará la recarga del dispositivo.

### ¿Cómo sabré si obtuve el tamaño correcto?

El dispositivo debe estar colocado en el interior de la nariz; solo se debe poder ver el difusor aromático, que debe pasar desde una fosa nasal a la otra. Si el dispositivo queda colgando demasiado bajo, entonces puede que sea demasiado grande para su nariz. Opcionalmente, si el dispositivo se sale, puede que necesite abrir los círculos para agrandarlo, o puede que necesite un tamaño más grande.

### ¿Qué sucede si se me irrita la piel?

Si se le irrita la piel por los aceites o por el dilatador, deje de utilizar el dispositivo Pronto de inmediato.

### ¿Con qué se hace el dispositivo?

El dispositivo está hecho de polímeros de calidad médica ultrasuaves y no está hecho de látex de caucho natural.

### ¿Qué sucede si me siento incómodo o que mi nariz está seca?

Además de hidratar, el aumento en el flujo de aire puede causar sequedad en el epitelio nasal. Los productos para el alivio de la sequedad de la nariz, como el Nozoil, pueden ayudar a reducir estos efectos. Vienen en forma de spray o de gel, y generalmente contienen tres formas de vitamina E mezcladas con aceite de semillas de sésamo, que ayudan a proteger los tejidos nasales de los efectos de la sequedad causados por la inhalación de aire y a reducir los efectos de la inflamación. Puede encontrar más información en el sitio web <https://tinyurl.com/y2i3f6hh>.

### ¿Qué sucede si la esencia es muy débil para mí?

El dispositivo ha sido diseñado para proporcionar una intensidad específica de aceites esenciales que le asegura que obtendrá

los mejores resultados. Probamos la intensidad de la esencia en una prueba de usuarios para determinar el nivel preferido por la mayoría de la gente. Siempre valoramos sus comentarios; por lo tanto, déjenos sus comentarios sobre la intensidad del dispositivo Pronto en el correo electrónico [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).

### ¿Qué sucede si la esencia es muy fuerte para mí?

El dispositivo ha sido diseñado para proporcionar una intensidad específica de aceites esenciales que le asegura que obtendrá los mejores resultados. Probamos la intensidad de la esencia en una prueba de usuarios para determinar el nivel preferido por la mayoría de las personas de la prueba. Siempre valoramos sus comentarios; por lo tanto, déjenos sus comentarios sobre la intensidad del dispositivo Pronto en el correo electrónico [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).

### ¿Qué sucede si la esencia no dura toda la noche?

Hemos seleccionado materiales exclusivos de manera cuidadosa para brindar 8 horas de liberación de esencia. La intensidad de la esencia disminuirá durante las 8 horas de liberación. El aire acondicionado y la calefacción también pueden afectar la intensidad de la esencia durante el período de 8 horas. Por ejemplo, la calefacción central puede hacer que el difusor evapore los aceites esenciales más rápido que en condiciones normales de temperatura.

### ¿Cómo sé cuándo se agota la unidad de recarga?

Pase un pañuelo de papel con suavidad por encima del punto de recarga. Si el pañuelo permanece seco, entonces se ha acabado la unidad de recarga. Si nota que se forma un punto de aceite pequeño, entonces puede seguir cargando el dispositivo Pronto con su unidad.

**¿El dispositivo Pronto es reciclable?** El paquete del dispositivo es reciclable, lo que incluye el cartón exterior y la bandeja de burbujas interior.

**Si ocurre algún incidente serio con el dispositivo Pronto, infórmelo de inmediato a Rhinomed Limited, a través del correo electrónico [feedback@rhinomed.global](mailto:feedback@rhinomed.global).**

Description of Symbols:	
	Manufacturer
	Batch Code
	Authorised EU Representative
	Consult Instructions for Use
	Not made with natural rubber latex
	Non Sterile
	Keep Dry
	Avoid direct sunlight